



**ANTI-HAFT BIPOLARE PINZETTEN**  
**NON-STICK BIPOLAR FORCEPS**

worldwide

**Besonderheiten**  
**Characteristics**



## Besonderheiten:

Die ANTI-HAFT-BIPOLAREN PINZETTEN verfügen über eine massive Spitze aus Sterlingsilber, die gehärtet ist und somit nicht verbiegt. Die Spitze ist nicht nur mit einer Silberlegierung beschichtet, sondern besteht **komplett aus massivem Sterlingsilber**. Somit bleibt der Antihafteffekt erhalten, wohingegen eine Silberbeschichtung durch Abrieb und Beanspruchung immer dünner wird und damit ihre Antihafteffekt verliert.

Der zusätzliche Goldüberzug der Silberspitzen bietet hier noch weitere Vorteile:

- Gold hat eine noch bessere Leitfähigkeit, Hitze wird noch schneller abgeleitet
- Gold hat eine antibakterielle Wirkung
- Durch den Goldüberzug läuft die Silberspitze nicht so schnell an
- Gold ist sehr beständig gegen Säuren und Laugen
- Optische Wirkung



## Characteristics:

*The NON-STICK BIPOLAR FORCEPS which are equipped with a compact sterling silver tip. This material is able to dissipate the heat that results from the coagulation of tissue. Only this massive silver tip has got the excellent thermal properties that can avoid that coagulated tissue might stick to the tip of the forceps. Additionally the sterling silver tip is hardened to avoid deformation and the extra gold wash has considerable advantages:*

- *better conductance, heat deduced faster*
- *antibacterial effect*
- *the silver pin is not blooming so fast*
- *gold is constant against acids and bases*
- *visual effect*



worldwide

**ANTI-HAFT bipolare Pinzetten ohne Stift**  
**NON-STICK Bipolar forceps without pin**

**Adson**

**12cm 4 3/4"**



	cm	inch	 EU-Stecker	 US-Plug
<b>BLUE</b>	12	4 3/4"	PAB-001-211	PAB-001-221
<b>BLACK</b>			PAS-001-211	PAS-001-221







**ANTI-HAFT bipolare Pinzetten ohne Stift**  
**NON-STICK Bipolar forceps without pin**

**BIPOLARE PINZETTEN**  
**BIPOLAR FORCEPS**

**Uhrmacher, gerade**  
**Jeweler, straight**

**11cm 4 1/4"**









	cm	inch	 spitz sharp-pointed		 Spitze / Tip 0.5 mm	
			 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug
<b>BLUE</b>	11	4 1/4"	PAB-001-111	PAB-001-121	PAB-021-111	PAB-021-121
<b>BLACK</b>			PAS-001-111	PAS-001-121	PAS-021-111	PAS-021-121

**Uhrmacher, gewinkelt**  
**Jeweler, angled**

**11cm 4 1/4"**











	cm	inch	 spitz sharp-pointed		 Spitze / Tip 0.5 mm	
			 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug
<b>BLUE</b>	11	4 1/4"	PAB-101-111	PAB-101-121	PAB-121-111	PAB-121-121
<b>BLACK</b>			PAS-101-111	PAS-101-121	PAS-121-111	PAS-121-121

worldwide

ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift  
NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin

bipolare Pinzette gerade  
bipolar forceps straight



		spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0.5 mm		Spitze / Tip 1.0 mm		Spitze / Tip 2.0 mm		
										
cm	inch	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	
<b>BLUE</b>	16	6 1/8"	PAB-001-613	PAB-001-623	PAB-021-613	PAB-021-623	PAB-041-613	PAB-041-623	PAB-061-613	PAB-061-623
<b>BLACK</b>			PAS-001-613	PAS-001-623	PAS-021-613	PAS-021-623	PAS-041-613	PAS-041-623	PAS-061-613	PAS-061-623
<b>BLUE</b>	18	7"	PAB-001-813	PAB-001-823	PAB-021-813	PAB-021-823	PAB-041-813	PAB-041-823	PAB-061-613	PAB-061-823
<b>BLACK</b>			PAS-001-813	PAS-001-823	PAS-021-813	PAS-021-823	PAS-041-813	PAS-041-823	PAS-061-613	PAS-061-823
<b>BLUE</b>	19,5	7 3/4"	PAB-001-913	PAB-001-923	PAB-021-913	PAB-021-923	PAB-041-913	PAB-041-923	PAB-061-913	PAB-061-923
<b>BLACK</b>			PAS-001-913	PAS-001-923	PAS-021-913	PAS-021-923	PAS-041-913	PAS-041-923	PAS-061-913	PAS-061-923
<b>BLUE</b>	22	8 3/4"	PAB-002-213	PAB-002-223	PAB-022-213	PAB-022-223	PAB-042-213	PAB-042-223	PAB-062-213	PAB-062-223
<b>BLACK</b>			PAS-002-213	PAS-002-223	PAS-022-213	PAS-022-223	PAS-042-213	PAS-042-223	PAS-062-213	PAS-062-223
<b>BLUE</b>	24	9 1/2"	PAB-002-413	PAB-002-423	PAB-022-413	PAB-022-423	PAB-042-413	PAB-042-423	PAB-062-413	PAB-062-423
<b>BLACK</b>			PAS-002-413	PAS-002-423	PAS-022-413	PAS-022-423	PAS-042-413	PAS-042-423	PAS-062-413	PAS-062-423







auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift  
on request - without pin or with guiding pin

**ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift**  
**NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin**

**BIPOLARE PINZETTEN**  
**BIPOLAR FORCEPS**

**bipolare Pinzette gebogen**  
*bipolar forceps curved*



	cm	inch	 spitz <i>sharp-pointed</i>		 Spitze / Tip 0.5 mm		 Spitze / Tip 1.0 mm		 Spitze / Tip 2.0 mm	
			EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug
<b>BLUE</b>	16	6 1/8"	PAB-101-613	PAB-101-623	PAB-121-613	PAB-121-623	PAB-141-613	PAB-141-623	PAB-161-613	PAB-161-623
<b>BLACK</b>			PAS-101-613	PAS-101-623	PAS-121-613	PAS-121-623	PAS-141-613	PAS-141-623	PAS-161-613	PAS-161-623
<b>BLUE</b>	18	7"	PAB-101-813	PAB-101-823	PAB-121-813	PAB-121-823	PAB-141-813	PAB-141-823	PAB-161-813	PAB-161-823
<b>BLACK</b>			PAS-101-813	PAS-101-823	PAS-121-813	PAS-121-823	PAS-141-813	PAS-141-823	PAS-161-813	PAS-161-823
<b>BLUE</b>	19,5	7 3/4"	PAB-101-913	PAB-101-923	PAB-121-913	PAB-121-923	PAB-141-913	PAB-141-923	PAB-161-913	PAB-161-923
<b>BLACK</b>			PAS-101-913	PAS-101-923	PAS-121-913	PAS-121-923	PAS-141-913	PAS-141-923	PAS-161-913	PAS-161-923
<b>BLUE</b>	22	8 3/4"	PAB-102-213	PAB-102-223	PAB-122-213	PAB-122-223	PAB-142-213	PAB-142-223	PAB-162-213	PAB-162-223
<b>BLACK</b>			PAS-102-213	PAS-102-223	PAS-122-213	PAS-122-223	PAS-142-213	PAS-142-223	PAS-162-213	PAS-162-223
<b>BLUE</b>	24	9 1/2"	PAB-102-413	PAB-102-423	PAB-122-413	PAB-122-423	PAB-142-413	PAB-142-423	PAB-162-413	PAB-162-423
<b>BLACK</b>			PAS-102-413	PAS-102-423	PAS-122-413	PAS-122-423	PAS-142-413	PAS-142-423	PAS-162-413	PAS-162-423















**auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift**  
*on request - without pin or with guiding pin*

worldwide

ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift  
NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin

bipolare Pinzette, bajonett  
bipolar forceps bayonet



		 spitz sharp-pointed		 Spitze / Tip 0.5 mm		 Spitze / Tip 1.0 mm		 Spitze / Tip 2.0 mm		
		 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug	
cm	inch									
<b>BLUE</b>	16	6 1/8"	PAB-201-613	PAB-201-623	PAB-221-613	PAB-221-623	PAB-241-613	PAB-241-623	PAB-261-613	PAB-261-623
<b>BLACK</b>			PAS-201-613	PAS-201-623	PAS-221-613	PAS-221-623	PAS-241-613	PAS-241-623	PAS-261-613	PAS-261-623
<b>BLUE</b>	19,5	7 3/4"	PAB-201-913	PAB-201-923	PAB-221-913	PAB-221-923	PAB-241-913	PAB-241-923	PAB-261-913	PAB-261-923
<b>BLACK</b>			PAS-201-913	PAS-201-923	PAS-221-913	PAS-221-923	PAS-241-913	PAS-241-923	PAS-261-913	PAS-261-923
<b>BLUE</b>	22	8 3/4"	PAB-202-213	PAB-202-223	PAB-222-213	PAB-222-223	PAB-242-213	PAB-242-223	PAB-262-213	PAB-262-223
<b>BLACK</b>			PAS-202-213	PAS-202-223	PAS-222-213	PAS-222-223	PAS-242-213	PAS-242-223	PAS-262-213	PAS-262-223
<b>BLUE</b>	24	9 1/2"	PAB-202-413	PAB-202-423	PAB-222-413	PAB-222-423	PAB-242-413	PAB-242-423	PAB-262-413	PAB-262-423
<b>BLACK</b>			PAS-202-413	PAS-202-423	PAS-222-413	PAS-222-423	PAS-242-413	PAS-242-423	PAS-262-413	PAS-262-423

**!** auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift  
on request - without pin or with guiding pin

**ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift**  
**NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin**


**BIPOLARE PINZETTEN**  
**BIPOLAR FORCEPS**


**bipolare Pinzette, bajonett auf- & abwärts gewinkelt**

**bipolar forceps, bayonet angled up & down tip**











  
 spitz  
 sharp-pointed

  
 Spitze / Tip  
 0.5 mm

  
 Spitze / Tip  
 1.0 mm

  
 Spitze / Tip  
 2.0 mm

	cm	inch	 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug	 EU-Stecker	 US-Plug
<b>BLUE</b>	16	6 1/8"	PAB-301-613	PAB-301-623	PAB-321-613	PAB-321-623	PAB-341-613	PAB-341-623	PAB-361-613	PAB-361-623
<b>BLACK</b>			PAS-301-613	PAS-301-623	PAS-321-613	PAS-321-623	PAS-341-613	PAS-341-623	PAS-361-613	PAS-361-623
<b>BLUE</b>	19,5	7 3/4"	PAB-301-913	PAB-301-923	PAB-321-913	PAB-321-923	PAB-341-913	PAB-341-923	PAB-361-913	PAB-361-923
<b>BLACK</b>			PAS-301-913	PAS-301-923	PAS-321-913	PAS-321-923	PAS-341-913	PAS-341-923	PAS-361-913	PAS-361-923
<b>BLUE</b>	22	8 3/4"	PAB-302-213	PAB-302-223	PAB-322-213	PAB-322-223	PAB-342-213	PAB-342-223	PAB-362-213	PAB-362-223
<b>BLACK</b>			PAS-302-213	PAS-302-223	PAS-322-213	PAS-322-223	PAS-342-213	PAS-342-223	PAS-362-213	PAS-362-223
<b>BLUE</b>	24	9 1/2"	PAB-302-413	PAB-302-423	PAB-322-413	PAB-322-423	PAB-342-413	PAB-342-423	PAB-362-413	PAB-362-423
<b>BLACK</b>			PAS-302-413	PAS-302-423	PAS-322-413	PAS-322-423	PAS-342-413	PAS-342-423	PAS-362-413	PAS-362-423

<b>BLUE</b>	16	6 1/8"	PAB-401-613	PAB-401-623	PAB-421-613	PAB-421-623	PAB-441-613	PAB-441-623	PAB-461-613	PAB-461-623
<b>BLACK</b>			PAS-401-613	PAS-401-623	PAS-421-613	PAS-421-623	PAS-441-613	PAS-441-623	PAS-461-613	PAS-461-623
<b>BLUE</b>	19,5	7 3/4"	PAB-401-913	PAB-401-923	PAB-421-913	PAB-421-923	PAB-441-913	PAB-441-923	PAB-461-913	PAB-461-923
<b>BLACK</b>			PAS-401-913	PAS-401-923	PAS-421-913	PAS-421-923	PAS-441-913	PAS-441-923	PAS-461-913	PAS-461-923
<b>BLUE</b>	22	8 3/4"	PAB-402-213	PAB-402-223	PAB-422-213	PAB-422-223	PAB-442-213	PAB-442-223	PAB-462-213	PAB-462-223
<b>BLACK</b>			PAS-402-213	PAS-402-223	PAS-422-213	PAS-422-223	PAS-442-213	PAS-442-223	PAS-462-213	PAS-462-223
<b>BLUE</b>	24	9 1/2"	PAB-402-413	PAB-402-423	PAB-422-413	PAB-422-423	PAB-442-413	PAB-442-423	PAB-462-413	PAB-462-423
<b>BLACK</b>			PAS-402-413	PAS-402-423	PAS-422-413	PAS-422-423	PAS-442-413	PAS-442-423	PAS-462-413	PAS-462-423



**auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift**  
*on request - without pin or with guiding pin*









worldwide

ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift  
NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin

breiter Griff - langes Arbeitsteil  
wide handle - more working length

bipolar Pinzette, bajonett  
bipolar forceps bayonet



		spitz sharp-pointed		Spitze / Tip 0.7 mm		Spitze / Tip 1.2 mm		Spitze / Tip 2.0 mm		
										
cm	inch	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	
<b>BLUE</b>	20	8"	PAB-502-013	PAB-502-023	PAB-522-013	PAB-522-023	PAB-542-013	PAB-542-023	PAB-562-013	PAB-562-023
<b>BLACK</b>			PAS-502-013	PAS-502-023	PAS-522-013	PAS-522-023	PAS-542-013	PAS-542-023	PAS-562-013	PAS-562-023
<b>BLUE</b>	23	9"	PAB-502-313	PAB-502-323	PAB-522-313	PAB-522-323	PAB-542-313	PAB-542-323	PAB-562-313	PAB-562-323
<b>BLACK</b>			PAS-502-313	PAS-502-323	PAS-522-313	PAS-522-323	PAS-542-313	PAS-542-323	PAS-562-313	PAS-562-323
<b>BLUE</b>	25	10"	PAB-502-513	PAB-502-523	PAB-522-513	PAB-522-523	PAB-542-513	PAB-542-523	PAB-562-513	PAB-562-523
<b>BLACK</b>			PAS-502-513	PAS-502-523	PAS-522-513	PAS-522-523	PAS-542-513	PAS-542-523	PAS-562-513	PAS-562-523

**!** auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift  
on request - without pin or with guiding pin

**ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift**  
**NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin**





**BIPOLARE PINZETTEN**  
**BIPOLAR FORCEPS**

breiter Griff - langes Arbeitsteil  
*wide handle - more working length*

**bipolar Pinzette, bajonett auf- & abwärts gewinkelt**

*bipolar forceps, bayonet angled up & down tip*



	cm	inch	 spitz <i>sharp-pointed</i>		 Spitze / Tip 0.5 mm		 Spitze / Tip 1.0 mm		 Spitze / Tip 2.0 mm	
			EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug	EU-Stecker	US-Plug
<b>BLUE</b>	20	8"	PAB-602-013	PAB-602-023	PAB-622-013	PAB-622-023	PAB-642-013	PAB-642-023	PAB-662-013	PAB-662-023
<b>BLACK</b>			PAS-602-013	PAS-602-023	PAS-622-013	PAS-622-023	PAS-642-013	PAS-642-023	PAS-662-013	PAS-662-023
<b>BLUE</b>	23	9"	PAB-602-313	PAB-602-323	PAB-622-313	PAB-622-323	PAB-642-313	PAB-642-323	PAB-662-313	PAB-662-323
<b>BLACK</b>			PAS-602-313	PAS-602-323	PAS-622-313	PAS-622-323	PAS-642-313	PAS-642-323	PAS-662-313	PAS-662-323
<b>BLUE</b>	25	10"	PAB-602-513	PAB-602-523	PAB-622-513	PAB-622-523	PAB-642-513	PAB-642-523	PAB-662-513	PAB-662-523
<b>BLACK</b>			PAS-602-513	PAS-602-523	PAS-622-513	PAS-622-523	PAS-642-513	PAS-642-523	PAS-662-513	PAS-662-523

<b>BLUE</b>	20	8"	PAB-702-013	PAB-702-023	PAB-722-013	PAB-722-023	PAB-742-013	PAB-742-023	PAB-762-013	PAB-762-023
<b>BLACK</b>			PAS-702-013	PAS-702-023	PAS-722-013	PAS-722-023	PAS-742-013	PAS-742-023	PAS-762-013	PAS-762-023
<b>BLUE</b>	23	9"	PAB-702-313	PAB-702-323	PAB-722-313	PAB-722-323	PAB-742-313	PAB-742-323	PAB-762-313	PAB-762-323
<b>BLACK</b>			PAS-702-313	PAS-702-323	PAS-722-313	PAS-722-323	PAS-742-313	PAS-742-323	PAS-762-313	PAS-762-323
<b>BLUE</b>	25	10"	PAB-702-513	PAB-702-523	PAB-722-513	PAB-722-523	PAB-742-513	PAB-742-523	PAB-762-513	PAB-762-523
<b>BLACK</b>			PAS-702-513	PAS-702-523	PAS-722-513	PAS-722-523	PAS-742-513	PAS-742-523	PAS-762-513	PAS-762-523






**auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift**  
*on request - without pin or with guiding pin*

worldwide

ANTI-HAFT bipolare Pinzetten mit STOPP-Führungsstift  
NON-STICK bipolar forceps with STOPP guiding pin

bipolar Pinzette, kniegebogen  
*bipolar forceps angled*



	cm	inch	 spitz <i>sharp-pointed</i>	
			 EU-Stecker	 US-Plug
<b>BLUE</b>	16,5	6 1/2"	PAB-801-613	PAB-801-623
<b>BLACK</b>			PAS-801-613	PAS-801-623



auf Anfrage - ohne Stift oder mit Führungsstift  
*on request - without pin or with guiding pin*



**Instr. seite**  
*instr. side*



**Geräteseite**  
*generator side*



Länge <i>length</i>	US-2 Pin Stecker <i>US-Twin Plug</i>	EU-Flach Stecker <i>EU-flat plug</i>	US-2-Pin Stecker <i>US-2-Pin plug</i>	EU-Flach Stecker <i>EU-flat plug</i>	US-2-Pin Stecker <i>US-2-Pin plug</i>	
3 m	LKB-009-123	LKB-009-223	LKB-009-233	LKB-009-103	LKB-009-113	Erbe
5 m	LKB-009-125	LKB-009-225	LKB-009-235	LKB-009-105	LKB-009-115	
3 m	LKB-012-123	LKB-012-223	LKB-012-233	LKB-012-103	LKB-012-113	Martin
5 m	LKB-012-125	LKB-012-225	LKB-012-235	LKB-012-105	LKB-012-113	
3 m	LKB-008-123	LKB-008-223	LKB-008-233	LKB-008-103	LKB-008-113	2-Banana*
5 m	LKB-008-125	LKB-008-225	LKB-008-235	LKB-008-105	LKB-008-115	
3 m	LKB-011-123	LKB-011-223	LKB-011-233	LKB-011-103	LKB-011-113	Valleylab
5 m	LKB-011-125	LKB-011-225	LKB-011-235	LKB-011-105	LKB-011-115	
3 m	LKB-014-123	LKB-014-223	LKB-014-233	LKB-014-103	LKB-014-113	Valleylab
5 m	LKB-014-125	LKB-014-225	LKB-014-235	LKB-014-105	LKB-014-115	
3 m	LKB-015-123	LKB-015-223	LKB-015-233	LKB-015-103	LKB-015-113	Codmann CMCII
5 m	LKB-015-125	LKB-015-225	LKB-015-235	LKB-015-105	LKB-015-115	
3 m	LKB-016-123	LKB-016-223	LKB-016-233	LKB-016-103	LKB-016-113	Aesculap (alte Geräte/ <i>old units</i> )
5 m	LKB-016-125	LKB-016-225	LKB-016-235	LKB-016-105	LKB-016-115	



\* Entspricht nicht EU-Bestimmungen  
\* Non-compliant with EU standards



**Weitere Kabel auf Anfrage erhältlich.**  
*Further cables available on request.*

worldwide

Nummernverzeichnis

Numerical index

**ANTI-HAFT Bipolar Pinzetten - BLAU**

**NON-STICK Bipolar forceps - BLUE**

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
PAB-001-111	5	PAB-121-111	5	PAB-261-913	8	PAB-442-213	9	PAB-662-513	11
PAB-001-121	5	PAB-121-121	5	PAB-261-923	8	PAB-442-223	9	PAB-662-523	11
PAB-001-211	4	PAB-121-613	7	PAB-262-213	8	PAB-442-413	9	PAB-702-013	11
PAB-001-221	4	PAB-121-623	7	PAB-262-223	8	PAB-442-423	9	PAB-702-023	11
PAB-001-613	6	PAB-121-813	7	PAB-262-413	8	PAB-461-613	9	PAB-702-313	11
PAB-001-623	6	PAB-121-823	7	PAB-262-423	8	PAB-461-623	9	PAB-702-323	11
PAB-001-813	6	PAB-121-913	7	PAB-301-613	9	PAB-461-913	9	PAB-702-513	11
PAB-001-823	6	PAB-121-923	7	PAB-301-623	9	PAB-461-923	9	PAB-702-523	11
PAB-001-913	6	PAB-122-213	7	PAB-301-913	9	PAB-462-213	9	PAB-722-013	11
PAB-001-923	6	PAB-122-223	7	PAB-301-923	9	PAB-462-223	9	PAB-722-023	11
PAB-002-213	6	PAB-122-413	7	PAB-302-213	9	PAB-462-413	9	PAB-722-313	11
PAB-002-223	6	PAB-122-423	7	PAB-302-223	9	PAB-462-423	9	PAB-722-323	11
PAB-002-413	6	PAB-141-613	7	PAB-302-413	9	PAB-502-013	10	PAB-722-513	11
PAB-002-423	6	PAB-141-623	7	PAB-302-423	9	PAB-502-023	10	PAB-722-523	11
PAB-021-111	5	PAB-141-813	7	PAB-321-613	9	PAB-502-313	10	PAB-742-013	11
PAB-021-121	5	PAB-141-823	7	PAB-321-623	9	PAB-502-323	10	PAB-742-023	11
PAB-021-613	6	PAB-141-913	7	PAB-321-913	9	PAB-502-513	10	PAB-742-313	11
PAB-021-623	6	PAB-141-923	7	PAB-321-923	9	PAB-502-523	10	PAB-742-323	11
PAB-021-813	6	PAB-142-213	7	PAB-322-213	9	PAB-522-013	10	PAB-742-513	11
PAB-021-823	6	PAB-142-223	7	PAB-322-223	9	PAB-522-023	10	PAB-742-523	11
PAB-021-913	6	PAB-142-413	7	PAB-322-413	9	PAB-522-313	10	PAB-762-013	11
PAB-021-923	6	PAB-142-423	7	PAB-322-423	9	PAB-522-323	10	PAB-762-023	11
PAB-022-213	6	PAB-161-613	7	PAB-341-613	9	PAB-522-513	10	PAB-762-313	11
PAB-022-223	6	PAB-161-623	7	PAB-341-623	9	PAB-522-523	10	PAB-762-323	11
PAB-022-413	6	PAB-161-813	7	PAB-341-913	9	PAB-542-013	10	PAB-762-513	11
PAB-022-423	6	PAB-161-823	7	PAB-341-923	9	PAB-542-023	10	PAB-762-523	11
PAB-041-613	6	PAB-161-913	7	PAB-342-213	9	PAB-542-313	10	PAB-801-613	12
PAB-041-623	6	PAB-161-923	7	PAB-342-223	9	PAB-542-323	10	PAB-801-623	12
PAB-041-813	6	PAB-162-213	7	PAB-342-413	9	PAB-542-513	10		
PAB-041-823	6	PAB-162-223	7	PAB-342-423	9	PAB-542-523	10		
PAB-041-913	6	PAB-162-413	7	PAB-361-613	9	PAB-562-013	10		
PAB-041-923	6	PAB-162-423	7	PAB-361-623	9	PAB-562-023	10		
PAB-042-213	6	PAB-201-613	8	PAB-361-913	9	PAB-562-313	10		
PAB-042-223	6	PAB-201-623	8	PAB-361-923	9	PAB-562-323	10		
PAB-042-413	6	PAB-201-913	8	PAB-362-213	9	PAB-562-513	10		
PAB-042-423	6	PAB-201-923	8	PAB-362-223	9	PAB-562-523	10		
PAB-061-613	6	PAB-202-213	8	PAB-362-413	9	PAB-602-013	11		
PAB-061-613	6	PAB-202-223	8	PAB-362-423	9	PAB-602-023	11		
PAB-061-623	6	PAB-202-413	8	PAB-401-613	9	PAB-602-313	11		
PAB-061-823	6	PAB-202-423	8	PAB-401-623	9	PAB-602-323	11		
PAB-061-913	6	PAB-221-613	8	PAB-401-913	9	PAB-602-513	11		
PAB-061-923	6	PAB-221-623	8	PAB-401-923	9	PAB-602-523	11		
PAB-062-213	6	PAB-221-913	8	PAB-402-213	9	PAB-622-013	11		
PAB-062-223	6	PAB-221-923	8	PAB-402-223	9	PAB-622-023	11		
PAB-062-413	6	PAB-222-213	8	PAB-402-413	9	PAB-622-313	11		
PAB-062-423	6	PAB-222-223	8	PAB-402-423	9	PAB-622-323	11		
PAB-101-111	5	PAB-222-413	8	PAB-421-613	9	PAB-622-513	11		
PAB-101-121	5	PAB-222-423	8	PAB-421-623	9	PAB-622-523	11		
PAB-101-613	7	PAB-241-613	8	PAB-421-913	9	PAB-642-013	11		
PAB-101-623	7	PAB-241-623	8	PAB-421-923	9	PAB-642-023	11		
PAB-101-813	7	PAB-241-913	8	PAB-422-213	9	PAB-642-313	11		
PAB-101-823	7	PAB-241-923	8	PAB-422-223	9	PAB-642-323	11		
PAB-101-913	7	PAB-242-213	8	PAB-422-413	9	PAB-642-513	11		
PAB-101-923	7	PAB-242-223	8	PAB-422-423	9	PAB-642-523	11		
PAB-102-213	7	PAB-242-413	8	PAB-441-613	9	PAB-662-013	11		
PAB-102-223	7	PAB-242-423	8	PAB-441-623	9	PAB-662-023	11		
PAB-102-413	7	PAB-261-613	8	PAB-441-913	9	PAB-662-313	11		
PAB-102-423	7	PAB-261-623	8	PAB-441-923	9	PAB-662-323	11		

**ANTI-HAFT Bipolar Pinzetten - SCHWARZ**

**NON-STICK Bipolar forceps - BLACK**

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
PAS-001-111	5	PAS-121-111	5	PAS-261-913	8	PAS-442-213	9	PAS-662-513	11
PAS-001-121	5	PAS-121-121	5	PAS-261-923	8	PAS-442-223	9	PAS-662-523	11
PAS-001-211	4	PAS-121-613	7	PAS-262-213	8	PAS-442-413	9	PAS-702-013	11
PAS-001-221	4	PAS-121-623	7	PAS-262-223	8	PAS-442-423	9	PAS-702-023	11
PAS-001-613	6	PAS-121-813	7	PAS-262-413	8	PAS-461-613	9	PAS-702-313	11
PAS-001-623	6	PAS-121-823	7	PAS-262-423	8	PAS-461-623	9	PAS-702-323	11
PAS-001-813	6	PAS-121-913	7	PAS-301-613	9	PAS-461-913	9	PAS-702-513	11
PAS-001-823	6	PAS-121-923	7	PAS-301-623	9	PAS-461-923	9	PAS-702-523	11
PAS-001-913	6	PAS-122-213	7	PAS-301-913	9	PAS-462-213	9	PAS-722-013	11
PAS-001-923	6	PAS-122-223	7	PAS-301-923	9	PAS-462-223	9	PAS-722-023	11
PAS-002-213	6	PAS-122-413	7	PAS-302-213	9	PAS-462-413	9	PAS-722-313	11
PAS-002-223	6	PAS-122-423	7	PAS-302-223	9	PAS-462-423	9	PAS-722-323	11
PAS-002-413	6	PAS-141-613	7	PAS-302-413	9	PAS-502-013	10	PAS-722-513	11
PAS-002-423	6	PAS-141-623	7	PAS-302-423	9	PAS-502-023	10	PAS-722-523	11
PAS-021-111	5	PAS-141-813	7	PAS-321-613	9	PAS-502-313	10	PAS-742-013	11
PAS-021-121	5	PAS-141-823	7	PAS-321-623	9	PAS-502-323	10	PAS-742-023	11
PAS-021-613	6	PAS-141-913	7	PAS-321-913	9	PAS-502-513	10	PAS-742-313	11
PAS-021-623	6	PAS-141-923	7	PAS-321-923	9	PAS-502-523	10	PAS-742-323	11
PAS-021-813	6	PAS-142-213	7	PAS-322-213	9	PAS-522-013	10	PAS-742-513	11
PAS-021-823	6	PAS-142-223	7	PAS-322-223	9	PAS-522-023	10	PAS-742-523	11
PAS-021-913	6	PAS-142-413	7	PAS-322-413	9	PAS-522-313	10	PAS-762-013	11
PAS-021-923	6	PAS-142-423	7	PAS-322-423	9	PAS-522-323	10	PAS-762-023	11
PAS-022-213	6	PAS-161-613	7	PAS-341-613	9	PAS-522-513	10	PAS-762-313	11
PAS-022-223	6	PAS-161-623	7	PAS-341-623	9	PAS-522-523	10	PAS-762-323	11
PAS-022-413	6	PAS-161-813	7	PAS-341-913	9	PAS-542-013	10	PAS-762-513	11
PAS-022-423	6	PAS-161-823	7	PAS-341-923	9	PAS-542-023	10	PAS-762-523	11
PAS-041-613	6	PAS-161-913	7	PAS-342-213	9	PAS-542-313	10	PAS-801-613	12
PAS-041-623	6	PAS-161-923	7	PAS-342-223	9	PAS-542-323	10	PAS-801-623	12
PAS-041-813	6	PAS-162-213	7	PAS-342-413	9	PAS-542-513	10		
PAS-041-823	6	PAS-162-223	7	PAS-342-423	9	PAS-542-523	10		
PAS-041-913	6	PAS-162-413	7	PAS-361-613	9	PAS-562-013	10		
PAS-041-923	6	PAS-162-423	7	PAS-361-623	9	PAS-562-023	10		
PAS-042-213	6	PAS-201-613	8	PAS-361-913	9	PAS-562-313	10		
PAS-042-223	6	PAS-201-623	8	PAS-361-923	9	PAS-562-323	10		
PAS-042-413	6	PAS-201-913	8	PAS-362-213	9	PAS-562-513	10		
PAS-042-423	6	PAS-201-923	8	PAS-362-223	9	PAS-562-523	10		
PAS-061-613	6	PAS-202-213	8	PAS-362-413	9	PAS-602-013	11		
PAS-061-613	6	PAS-202-223	8	PAS-362-423	9	PAS-602-023	11		
PAS-061-623	6	PAS-202-413	8	PAS-401-613	9	PAS-602-313	11		
PAS-061-823	6	PAS-202-423	8	PAS-401-623	9	PAS-602-323	11		
PAS-061-913	6	PAS-221-613	8	PAS-401-913	9	PAS-602-513	11		
PAS-061-923	6	PAS-221-623	8	PAS-401-923	9	PAS-602-523	11		
PAS-062-213	6	PAS-221-913	8	PAS-402-213	9	PAS-622-013	11		
PAS-062-223	6	PAS-221-923	8	PAS-402-223	9	PAS-622-023	11		
PAS-062-413	6	PAS-222-213	8	PAS-402-413	9	PAS-622-313	11		
PAS-062-423	6	PAS-222-223	8	PAS-402-423	9	PAS-622-323	11		
PAS-101-111	5	PAS-222-413	8	PAS-421-613	9	PAS-622-513	11		
PAS-101-121	5	PAS-222-423	8	PAS-421-623	9	PAS-622-523	11		
PAS-101-613	7	PAS-241-613	8	PAS-421-913	9	PAS-642-013	11		
PAS-101-623	7	PAS-241-623	8	PAS-421-923	9	PAS-642-023	11		
PAS-101-813	7	PAS-241-913	8	PAS-422-213	9	PAS-642-313	11		
PAS-101-823	7	PAS-241-923	8	PAS-422-223	9	PAS-642-323	11		
PAS-101-913	7	PAS-242-213	8	PAS-422-413	9	PAS-642-513	11		
PAS-101-923	7	PAS-242-223	8	PAS-422-423	9	PAS-642-523	11		
PAS-102-213	7	PAS-242-413	8	PAS-441-613	9	PAS-662-013	11		
PAS-102-223	7	PAS-242-423	8	PAS-441-623	9	PAS-662-023	11		
PAS-102-413	7	PAS-261-613	8	PAS-441-913	9	PAS-662-313	11		
PAS-102-423	7	PAS-261-623	8	PAS-441-923	9	PAS-662-323	11		



**DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG**

Sattlerstr. 25  
78532 Tuttlingen  
Germany

Tel.: 0049 (0) 7461 - 96 239 - 0  
Fax: 0049 (0) 7461 - 96 239 - 29  
[www.danrepair.de](http://www.danrepair.de)  
[info@danrepair.de](mailto:info@danrepair.de)